



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE




More than surgery




FILBLOC[®]

Knotless Suture


FILBLOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final




Loop • Boucle • Lazo





Bidirezionale con repere centrale • Two way with center marker
Bidirectionnelle marqueur du centre • Bidireccional marcador del centro




Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

FILBLOC®					
	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
	cirugia laparoscópica y robótica	cirugia general	cirugia plástica y reconstructiva	cirugia ginecológica y urológica	cirugia ortopédica



FILBLOC® PERMANENT



MOLECOLA

Polipropilene

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
Non assorbibile dentellata

COLORE

Blu
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2.
Filbloc® Permanent viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

INDICAZIONI

Nei tessuti a cicatrizzazione
lenta e dove sia richiesta una
sutura non assorbibile



COMPOSITION

Polypropylene

DESCRIPTION

Synthetic non-absorbable
monofilament barbed suture

COLOUR

Blue
(C.I. 74160 phthalocyanine)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2.
Filbloc® Permanent is
attached to AISI 300 or AISI
400 stainless steel atraumatic
needles

INDICATIONS

When it is necessary to suture
slow healing tissues or tissues
requiring a non absorbable
suture



MOLÉCULE

Polypropylène

TYPE DE FIL

Ligature chirurgicale de type
monofilament crantée,
non résorbable

COULEUR

Bleu
Ftalocianine (C.I. 74160)

DIAMÈTRE ET AIGUILLES STANDARD

EP de 1,5 à 5;
USP de 4/0 à 2.
Le Filbloc® permanent est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox.
AISI 400 ou AISI 300 de formes
et de dimensions variables

INDICATIONS

D'une façon générale, Filbloc®
Permanent sera utilisé pour
suturer ou ligaturer des tissus
à lente cicatrisation ou lorsque
l'emploi d'une ligature non-
résorbable est nécessaire



MOLÉCULA

Polipropileno

TIPO DE HILO

Sutura sintética dentada
no absorbable,
monofilamento

COLOR

Azul
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2.
La sutura Filbloc® Permanent
se presenta montada con
agujas atraumáticas de acero
inoxidable.
AISI 400 o AISI 300

INDICACIONES


Para tejidos de lenta
cicatrización
o que necesiten una sutura
no absorbible

















FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.








AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  17	■ 			PU400HHAB				
	■ 			PU400HHAC	PS77CHHAC			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  22	■ 			PU397HHAA	PS118HHAA			
	■ 			PU397HHAB				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  25	■ 			PU915HHAB				
	■ 			PU915HHAC				
	■ 			PU915HHAD				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	■ 			PU395HHAB	PS412HHAB	PR438HHAB		
	■ 			PU395HHAE	PS412HHAE			
	■ 				PS412HHAH			

FILBLOC® PERMANENT







SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  20					PR801HHAC		
	■  45					PR801HHAH		
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  30	■  15				PS248HHAB			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  45				PS423HHAH	PR465HHAH	PQ467HHAH	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	■  15			PU968HHAB	PS979HHAB			
	■  25				PS979HHAD			
	■  45				PS979HHAH			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36	■  15						PQ07EHHAB	

FILBLOC® PERMANENT



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  19	■  25	PV516HHAD					

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  24	■  30	PV523HHAE					







FILBLOC® PERMANENT

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE



FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  26	<input type="checkbox"/>  30	USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  36	<input type="checkbox"/>  50					PQ467KHWA	
						PQ834KHWA	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
<input checked="" type="checkbox"/> Blu, Blue, Bleu, Azul  19	<input checked="" type="checkbox"/>  25	USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
						PV516KHAD	

FILBLOC® FOR ENDO 360°



FILBLOC®


SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

180 - 210




© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
 22 Endo 360°	10	2	3
	15	3/0	2/0
	20	FU061HHAC	FS028HHAC


FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
 22 Endo 360°	20	2	3
		3/0	2/0
		PU061HHAC	PS028HHAC



**STRUMENTO PLURIUSO PER SUTURE
LAPAROSCOPICHE**
REUSABLE LAPAROSCOPIC SUTURING DEVICE
**DISPOSITIF RÉUTILISABLE POUR SUTURE
LAPAROSCOPIQUE**
**DISPOSITIVOS REUTILIZABLES PARA SUTURAS
LAPAROSCÓPICAS**

CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
ECDS - 01	Lunghezza corta per Uroginecologia e altre procedure che utilizzano orifici naturali (222 mm) Shorter length for Urogynaecology and natural orifice procedures (222 mm) Plus court pour les procédures en urogynécologie et dans un orifice naturel (222 mm) Longitud corta para cirugía urogenital y otras aplicaciones en orificios naturales (222 mm)
ECDL - 01	Lunghezza Standard per Chirurgia Laparoscopica (374 mm) Standard Laparoscopic length (374 mm) Longueur laparoscopique standard (374 mm) Longitud Standard para cirugía laparoscópica (374 mm)
ECDX - 01	Lunghezza extra per procedure di Chirurgia Bariatrica e Single-Port (449 mm) Longer length for Bariatric and Single-Port (449 mm) Plus long pour les procédures bariatriques et à port unique (449 mm) Longitud para cirugía bariátrica y aplicaciones Single-Port (449 mm)



ENDO 360° VASSOI STRUMENTO
ENDO 360° INSTRUMENT TRAYS
PLATEAUX D'INSTRUMENTS ENDO 360°
ENDO 360° BANDEJAS

CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
ECDT - 00	Vassoio capienza per un dispositivo (varie lunghezze) Tray for one device (various lengths) Plateau pour un dispositif (différentes longueurs) Bandeja para un dispositivo (varias longitudes)
ECDT - 01	Vassoio capienza per due dispositivi (varie lunghezze) Tray for two devices (various lengths) Plateau pour deux dispositifs (différentes longueurs) Bandeja para dos dispositivos (varias longitudes)



More than surgery

Italia

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel.+39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis- Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

Maroc

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n°2
20100 Casablanca, Maroc

www.assuteurope.com

info@assuteurope.com

