



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE




More than surgery




FILBLOC[®]

Knotless Suture


FILBLOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final




Loop • Boucle • Lazo





Bidirezionale con repere centrale • Two way with center marker
Bidirectionnelle marqueur du centre • Bidireccional marcador del centro




Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

FILBLOC®					
	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica

**MOLECOLA**

Polidiossanone

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2;
Filbloc® viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

28 gg ~ 70%
42 gg ~ 55%

ASSORBIMENTO

Completo entro 180-210 giorni

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e nei distretti dove si richiede una sutura chirurgica a lungo assorbimento

**COMPOSITION**

Polydioxanone

DESCRIPTION

Synthetic monofilament absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2;
Filbloc® is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

28 days ~ 70%
42 days ~ 55%

ABSORPTION

Complete within 180-210 days

INDICATIONS

In soft tissues approximation and/or when a long – term absorption surgical suture is required

**MOLÉCULE**

Polydioxanone

TYPE DE FIL

Suture synthétique monofilament crantée résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS

EP 1,5 à 5;
USP 4/0 à 2;
Le Filbloc® est assemblé avec des aiguilles atraumatiques en acier inox AISI 300, ou AISI 400

TEMPS DE RÉSISTANCE

28 jours ~ 70%
42 jours ~ 55%

TEMPS DE RÉSORPTION

À résorption longue 180-210 jours

INDICATIONS

Rapprochement des tissus moue et tout type de chirurgie où l'utilisation d'une suture resorbable à long terme est conseillée

**MOLÉCULA**

Polidioxanona

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2;
La sutura Filbloc® se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

28 días ~ 70%
42 días ~ 55%

ABSORCIÓN

Completa a 180-210 días de la implantación

INDICACIONES

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta 17	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV373HHAB FU400HHAB FS77CHHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FV373HHAC FU400HHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FV373HHAD FU400HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta 22	<input checked="" type="checkbox"/> 10 FU397HHAA FS118HHAA						
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV389HHAB FU397HHAB FS118HHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FU397HHAC FR22CHHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FU397HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta 22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU43BHHAB						
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 25 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input type="checkbox"/> 38 FV13BHHWSC FU24BHHWSC						

FILBLOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 26	■ 15	FV386HHAB	FU395HHAB	FS412HHAB	FR438HHAB		
	■ 20	FV386HHAC	FU395HHAC	FS412HHAC			
	■ 25		FU395HHAD	FS412HHAD	FR438HHAD		
	■ 30		FU395HHAE	FS412HHAE	FR438HHAE		
	■ 45		FU395HHAH	FS412HHAH	FR438HHAH		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 36	■ 15				FR424HHAB		
	■ 20			FS423HHAC	FR424HHAC		
	■ 30		FU401HHAE	FS423HHAE			
	■ 45			FS423HHAH	FR424HHAH	FQ466HHAH	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 15					FQ467HHAB	
	■ 20				FR465HHAC	FQ467HHAC	
	■ 30				FR465HHAE	FQ467HHAE	
	■ 45						FQ467HHAH

FILBLOC®


SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL





⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 45						FP477HHAH	
	<input checked="" type="checkbox"/> 60				FR479HHAM			
	<input checked="" type="checkbox"/> 70						FP477HHAP	
	<input checked="" type="checkbox"/> 80					FQ478HHAR		

⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  18	<input type="checkbox"/> 60			FU991HHWAM				

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.




AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 15	FV050HHAB						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 15		FU429HHAB	FS430HHAB				
	<input checked="" type="checkbox"/> 20		FU429HHAC					
	<input checked="" type="checkbox"/> 25		FU429HHAD					

FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL









⊕ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA • ULTRA TAPER NEEDLE 3/8 C. • PYRAMIDALE 3/8 C. • AGUJAS ULTRA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	■  20				FS14GHHAC			
	■  25				FS14GHHAD			

⊕ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  24	■  15			FU021HHAB				

⊖ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■  15			FU978HHAB				
	■  20			FU978HHAC				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■  15	FV68CHHAB	FU03CHHAB	FS145HHAB				
	■  25			FU03CHHAD				
















FILBLOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
 26 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 15	FV969HHAB	FU968HHAB	FS979HHAB	FR231HHAB		
	 20			FS979HHAC	FR231HHAC		
	 25		FU968HHAD	FS979HHAD	FR231HHAD		
	 30			FS979HHAE			
	 45			FS979HHAH		FQ07GHHAH	
	 15				FR70CHHAB		
 36 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 45				FR70CHHAH	FQ07EHHAH	FP09GHHAH
	 70					FQ07EHHAP	
	 15				FR80CHHAB	FQ24EHHAB	
 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 20				FR80CHHAC	FQ24EHHAC	
	 45						FP33AHHAH

FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




▽ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	30	FV526HHWAE									

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	45		FU530HHWAH	FS108HHWAH							
	60		FU530HHWAM								
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 26	30				FS886HHWAE						
	60				FS886HHWAM						

♥ 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta	<input checked="" type="checkbox"/>										
 26	10				FS05GHHAA						
	25				FS05GHHAD	FR06GHHAD					



FILBLOC®














SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

180-210



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■  30		FU400KHAE	FS77CKHAE			
	■  35		FU400KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■  20	FV386KHAC	FU395KHAC	FS412KHAC			
	■  30		FU395KHAE	FS412KHAE	FR438KHAE		
	■  45					FQ834KHAH	
	■  80				FS412KHAR		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  30			FS797KHAE			
	■  45		FU799KHAH	FS797KHAH			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  30	■  45		FU246KHAH	FS248KHAH			














SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



 Ⓞ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.







AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 30					FR424KHAE		
	 45			FS423KHAH				
	 70					FR424KHAP		
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 45		FU440KHAH	FS464KHAH			FP22DKHAH	
	 50					FR465KHAI		
	 60					FR465KHAM		
	 70					FR465KHAP		
 48 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 70					FQ478KHAP	FP477KHAP	

FILBLOC®



SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 			FU049KHAE				
	■ 			FU049KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 			FU429KHAE	FS430KHAE			
	■ 			FU429KHAI				

⊙ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° • C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet  24	■ 			FU021KHAH				



⊙ C. CILINDRICO CURVATURA VARIABILE 90°/50° CON CORPO QUADRATO • C. TAPER NEEDLE WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° WITH SQUARED BODY • C. RONDE AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° AVEC CORPS CARRÉ • C. CILÍNDRICO CON CURVATURA VARIABLE 90°/50° CON CUERPO CUADRATO



















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet  24	■ 			FU089KHAT				


FILBLOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL





1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.






















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
  17	 30					FR74EKHAE		
	 35		FU978KHAF					
	 45		FU978KHAH					
  26	 25		FU968KHAD					
	 30		FU968KHAE	FS979KHAE		FQ07GKHAE	FP08GKHAE	
	 35		FU968KHAF					
	 50		FU968KHAI					
  36	 45					FQ885KHAH	FP09GKHAH	
	 70						FP09GKHAP	
  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 80					FQ856KHAR		


FILBLOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.










AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 18	 Viola, Violet, Violet, Violeta	  15		FU850KHAB	FS04GKHAB			
	  20		FU850KHAC					
	  30		FU850KHAE					
	  50				FS04GKHAI			
 26	 Viola, Violet, Violet, Violeta	  15				FR06GKHAB		
	  30			FS05GKHAE	FR06GKHAE			
	  45		FU847KHAH	FS05GKHAH				
	  90					FR06GKHAT		

FILBLOC®






SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■  70					FR574KHAP	FQ821KHAP	
	■  90					FR574KHAT		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■  70							FP815KHAP
	■  90							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  70							FP66EKHAP

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  18	■  15		FV516KHAB					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  19	■  30			FU530KHAE				
	■  45				FU530KHAH			


 **FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL


▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  60	<input type="checkbox"/>  30			FS565KHWAE			



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<p>■ Viola, Violet, Violet, Violeta</p> <p>50 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada</p>	<p>■</p> <p>130</p>				FR666HNBE	FQ40AHNBE	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.












AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<p>■ Viola, Violet, Violet, Violeta</p> <p>48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada</p>	<p>■</p> <p>130</p>				FR26AHNBE	FQ38AHNBE	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<p>■ Viola, Violet, Violet, Violeta</p> <p>24</p>	<p>■</p> <p>40</p>		FU171HNAG				



© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■  32							FU400KHHAX
	■  35							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	■  32							FS407KHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Ago nero, Black needle Aiguille noire, Aguja negra	■  32							FU43BKHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  25	■  35							FU915KHHAF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■  30							FU01

FILBLOC®

BIDIREZIONALE CON REPERE CENTRALE • TWO WAY CENTER POINTER

- BIDIRECTIONNELLE MARQUEUR DU CENTRE
- BIDIRECCIONAL MARCADOR DEL CENTRO



◎ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 		FU429KHHAE				
	■ 		FU429KHHAI				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 27 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■ 		FU05				

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 17	■ 		FU978KHHAE				
	■ 		FU978KHHAX				
	■ 		FU978KHHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta 22	■ 		FU03CKHHAX	FS145KHHAX			

FILBLOC® FOR ENDO 360°



FILBLOC®


180 - 210

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Endo 360°	■ 10	2	3
	■ 15	3/0	2/0
	■ 20	FU061HHAC	FS028HHAC


FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  22 Endo 360°	■ 20	2	3
		3/0	2/0
		PU061HHAC	PS028HHAC



**STRUMENTO PLURIUSO PER SUTURE
LAPAROSCOPICHE**
REUSABLE LAPAROSCOPIC SUTURING DEVICE
**DISPOSITIF RÉUTILISABLE POUR SUTURE
LAPAROSCOPIQUE**
**DISPOSITIVOS REUTILIZABLES PARA SUTURAS
LAPAROSCÓPICAS**

CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
ECDS - 01	Lunghezza corta per Uroginecologia e altre procedure che utilizzano orifici naturali (222 mm) Shorter length for Urogynaecology and natural orifice procedures (222 mm) Plus court pour les procédures en urogynécologie et dans un orifice naturel (222 mm) Longitud corta para cirugía urogenital y otras aplicaciones en orificios naturales (222 mm)
ECDL - 01	Lunghezza Standard per Chirurgia Laparoscopica (374 mm) Standard Laparoscopic length (374 mm) Longueur laparoscopique standard (374 mm) Longitud Standard para cirugía laparoscópica (374 mm)
ECDX - 01	Lunghezza extra per procedure di Chirurgia Bariatrica e Single-Port (449 mm) Longer length for Bariatric and Single-Port (449 mm) Plus long pour les procédures bariatriques et à port unique (449 mm) Longitud para cirugía bariatrica y aplicaciones Single-Port (449 mm)



ENDO 360° VASSOI STRUMENTO
ENDO 360° INSTRUMENT TRAYS
PLATEAUX D'INSTRUMENTS ENDO 360°
ENDO 360° BANDEJAS

CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
ECDT - 00	Vassoio capienza per un dispositivo (varie lunghezze) Tray for one device (various lengths) Plateau pour un dispositif (différentes longueurs) Bandeja para un dispositivo (varias longitudes)
ECDT - 01	Vassoio capienza per due dispositivi (varie lunghezze) Tray for two devices (various lengths) Plateau pour deux dispositifs (différentes longueurs) Bandeja para dos dispositivos (varias longitudes)



More than surgery

Italia

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis- Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

Maroc

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n°2
20100 Casablanca, Maroc

www.assuteurope.com

info@assuteurope.com

